



دستورالعمل نحوه ضدعفونی نمودن کف و سطوح و وسایل آزمایشگاه

- جهت نظافت کف آزمایشگاه میتوان از رقت ۱/۵۰ محلول سفیدکننده خانگی به شرط اینکه دارای ۵% کلر فعال باشد و یا از محلول های تجاری استفاده نمود .
 - جهت ضدعفونی نمودن سطوح میتوان از رقت ۱/۱۰ محلول سفیدکننده خانگی به شرط اینکه دارای ۵% کلر فعال باشد و یا از محلول های تجاری استفاده نمود .
 - جهت ضدعفونی نمودن وسایل قبل از سرویس یا تعمیر آن ها در داخل آزمایشگاه و یا قبل از ارسال آنها به خارج از آزمایشگاه میتوان از محلول ۷۰% اتانول و یا محلول های تجاری استفاده نمود
 - یخچال ها , فریزرها , بن ماری , سانتیفیوژ و ... باید بطور مرتب تمیز شده و نیز بطور متناوب منطبق بر برنامه زمانبندی که بوسیله آزمایشگاه تعیین گردد . مخصوصا در مواردی که آلودگی مهمی به وجود آید باید فوراً این عمل انجام شود .
 - در هنگام تمیز کردن آزمایشگاه و وسایل باید دستکش , گان و لباس های حفاظتی مناسب پوشیده شود .
- نکته مهم : وسایل و تجهیزات باید قبل از انتقال به بیرون از مرکز جهت تعمیر و یا تعمیر در داخل مرکز با مواد ضدعفونی کننده , مناسب ضدعفونی گردد .